



InfoSolutions
Connecting Healthcare



KUNDMANUAL FÖR ZEBRA ETIKETTSKRIVARE



ZEBRA etikettskrivare

I förpackningen finns:

- ZEBRA etikettskrivare
- Strömsladd (två delar som ska kopplas ihop)
- USB-kabel
- CD-skiva (etikettskrivarprogram, behöver ej användas)
- Amerikansk eluttagadapter

Ska etikettskrivaren ingå i ett nätverk **MÅSTE** den anslutas med:

Nätverkskabel Cat6

(Ansluts mellan skrivare och router)



Välj utskriftsprogram Browser Print vid installation av etikettskrivaren. Nätverkskabel ingår ej i paketet.

Ska etikettskrivaren **EJ** ingå i ett nätverk, anslut med bifogad USB-kabel

USB-Kabel

(Fyrkantiga delen i skrivaren, Platta delen går in i datorn)



Välj drivrutin **Browser Print** eller **ServerPrint** vid installation av etikettskrivaren.


För att lägga till en ny ServerPrint-instans, skicka ett mejl till support@infosolutions.se och boka en tid för installation. Beräknad tidsåtgång ca 45 min.

Gör så här

- 1 Följ instruktionerna för att sätta i etikettrulle och eventuell transferfolierulle
- 2 Anslut skrivaren till en strömkälla

För användare av LabPortalen

1. Logga in i LabPortalen, du behöver ha behörighet som Administratör,
2. Klicka på meny till höger om ditt namn och välj "Administration".



3. Välj fliken "Etikettskrivare"
4. "Lägg till ny skrivare"
5. Följ instruktionerna i LabPortalen

För användare av eRemiss

1. Gör uthopp till eRemiss via ditt journalsystem.
2. Klicka på länken längst ner i remissen "Hantera etikettskrivare"

Dubbelklicka för att lägga till analys/grupp

Frågeställning	Svar	Obligatorisk	Tillhörande
Informationstext kopplad till fråga.	Information, besvaras ej	Nej	Apolipoprotein B
Ännu en informationstext.	Information, besvaras ej	Nej	Apolipoprotein B

ⓘ Remissen måste skickas för att kunna hanteras på mottagande laboratorium.

Spara


Provtagningsvy

Skicka remiss

Skriv ut remiss

Avbryt

Händelselogg



Version 3.1.1 (2) [Hantera etikettskrivare](#)

3. "Lägg till ny skrivare"
4. Följ instruktionerna i LabPortalen

Om problem uppstår

Kontakta din tekniska support angående problem med nätverksanslutning eller webbläsarproblematik, vi på InfoSolutions svarar på dina frågor om anslutningen i LabPortalen.

Mer hjälp finns att få på: <http://infosolutions.se/behover-du-hjalp/>

Här hittar du en teknisk användarmanual och svar på frågor angående olika drivrutiner.