

# Ny leverantör av armband till LP2824

I och med nytt SLL495 avtal träder i kraft 2016-05-01 så ersätts vissa produkter.

MediCarrier artikel 60359 (Compuband till LP2824) ersätts av två nya armband.

1. Ersätter 60359 och har klipp-förslutning VIT, MC artno: **84754**
2. Nytt band med tejp-förslutning VIT, MC artno: **84756**
3. Nytt band med tejp-förslutning RÖD, MC artno: **84755**

Om du fortsätter att använda armband med klippsförslutning (84754) behöver du inte göra något.

För att få utskriften på rätt sätt med dessa nya band måste en liten ändring göras i TakeCare:

Gå in i Systemmeny, Ctrl-E.

- Välj ”Den här datorns inställningar, Skrivarinställningar.
- Dubbelklicka på Utskrift av: "Armband".
- Du skall bara ändra modell till ”Zebra LP2824 patientarmband ultimoID”, enligt bilden nedan.
- Klicka OK.
- Om du nu högerklickar på ”Armband” så kan du göra en testutskrift.

